



# ¿Cómo hacer el hisopado para el ADN?



## 1 Prepará los materiales

Vas a necesitar tres hisopos y un sobre de papel por cada persona y unas tijeras. Además vas a necesitar otro sobre para guardar todo para el envío.



## 2 Cortá una cabecita del hisopo

Con las tijeras limpias cortá una cabecita de cada hisopo que vas a usar, para que te quede sólo el palito con una cabecita de algodón. Tratá de no tocar con las manos la parte del algodón en ningún momento.



## 3 Hacé el hisopado

Frotá el hisopo con firmeza por la parte de adentro de la mejilla, dentro de la boca, por unos **15 segundos**. Con esto vas a lograr que las células que recubren tu boca queden adheridas al hisopo.


Repetí este paso con **3 hisopos por cada persona**.



## 4 Guardá los hisopos

Guardá los hisopos de cada persona en un sobre de papel, y **escribíle el nombre** o a quién pertenece así lo podemos identificar en el laboratorio.

¡Es importante que el sobre sea de papel porque los hisopos se tienen que secar!



## 5 Prepará todo para el envío

Una vez que tenés todo, ponelo en un sobre para el envío. En el sobre tienen que estar:

- Los sobres con los hisopos de cada persona
- El consentimiento con los datos de cada persona y firmado
- Una fotocopia de los DNI, si el estudio no es anónimo



## 6 Hacé el envío por correo!

Ya tenés todo listo para enviarlo por correo o cualquier otro medio con entrega a domicilio a nuestro laboratorio:

Laboratorio GenDI  
San Lorenzo 1630 - Planta baja  
Posadas - Misiones  
CP 3300

Una vez que llega te avisaremos y en **3 a 5 días tenés el resultado!**